



東京大学医科学研究所FACSコアラボ CytoFLEX SRTデモンストレーション



日時 2021年 7月14日 [水] ・ 15日 [木] ・ 16日 [金]

場所 東京大学医科学研究所FACSコアラボラトリー

7月14日(水)

10:00～12:00	CytoFLEX SRTによるデモンストレーション	実機	1～2名様
16:00～18:00	CytoFLEX SRTによるデモンストレーション	実機	1～2名様

7月15日(木)

10:00～12:00	CytoFLEX SRTによるデモンストレーション	実機	1～2名様
13:00～15:00	CytoFLEX SRTによるデモンストレーション	実機	1～2名様
16:00～18:00	CytoFLEX SRTによるデモンストレーション	実機	1～2名様

7月16日(金)

10:00～12:00	CytoFLEX SRTによるデモンストレーション	実機	1～2名様
13:00～15:00	CytoFLEX SRTによるデモンストレーション	実機	1～2名様
16:00～18:00	CytoFLEX SRTによるデモンストレーション	実機	1～2名様

お問い合わせ

FACSコアラボラトリー 石井 有実子

e-mail facs@ims.u-tokyo.ac.jp

TEL 03-5449-5288

参加申込・メーカー問い合わせ窓口

ベックマン・コールター株式会社

ライフサイエンス事業部 営業本部 フローサイトメトリー営業部 武田 彬

e-mail ATAKEDA@beckman.com

■ 今回展示する最新機器の仕様

卓上型セルソーター

CytoFLEX SRT



レーザー	検出フィルター	蛍光色素/蛍光タンパク(一例)
405nm	450/45BP	Pacific Blue™, V450 eFluor™ 450, BV421
	525/40BP	Krome Orange, AmCyan
	610/20BP	BV605, Qdot® 605
	660/20BP	BV650, Qdot® 655
	780/60BP	BV785, BV786, Qdot® 800
488nm	525/40BP	FITC, Alexa Fluor™ 488, CFSE, Fluo-3
	690/50BP	PC5.5, PC5, PerCP, PerCP-Cy5.5, PI
561nm	585/42BP	PE, PI, DsRed, tdTomato
	610/20BP	ECD, PE-Texas Red®, PE-CF594, PI, mCherry
	675/30BP	PC5.5, PC5, PerCP, PerCP-Cy5.5, PI
	780/60BP	PC7
638nm	660/10BP	APC, Alexa Fluor™ 647, eFluor™ 660
	712/25BP	APC-A700, Alexa Fluor™ 700
	763/43BP	APC-A750, APC Cy7, APC-H7,